



Biosistemas

Calidad total al servicio de la vida

I-TECH
MEDICAL DIVISION

Magnetoterapia Modelo I-TECH MAG

Descripción:

Equipo profesional para magnetoterapia, de baja frecuencia alta intensidad, hasta 400 Gauss sobre las dos salidas.

Características técnicas principales:

Campos magnéticos pulsados hasta 200 Gauss entre las 2 salidas.

Reconocimiento automático si el cable no está conectado.

20 programas preconfigurados identificados por el nombre de las patologías más comunes, (osteoporosis, periartrosis etc.)

14 programas identificados por la frecuencia de trabajo (de 1 a 100 Hercios) y un programa Autoscan con variación continua de frecuencia para el tratamiento de tejidos blandos y tejidos duros en la misma sesión de terapia. Tiene la posibilidad de programar y mantener en memoria 10 programas usuario, personalizables por intensidad del campo magnético y frecuencia de trabajo (hasta 120 Hz).

Tiempo de terapia regulable hasta 24 horas y 59 minutos.

Selección de la intensidad del campo magnético con step de 5 Gauss.

Dispositivo médico con registro CE0476.

Dimensionas aparato 180 mm x 110 mm x 50 mm.





Biosistemas

Calidad total al servicio de la vida

Accesorios incluidos:

**I-TECH MAG
Alimentador
Bolsa para el transporte**



Accesorios no incluidos:

Faja con 3 solenoides



Pareja de solenoides profesionales



**Colchoneta terapéutico 40x40 cm con
6 solenoides**



Colchoneta 160x65 cm

Aplicador solenoide tubular



Biosistemas

Ana Monterroso de Lavalleja 2146

Tel.: 2 409 81 51

Fax.: 2 400 34 09

info@biosistemas.com.uy

www.biosistemas.com.uy