

Radiofrecuencia Hooke

Monopolar - Bipolar - Cooling

- Equipo de Radiofrecuencia para tratamientos médicos, estéticos, y cosméticos.
- Presenta una frecuencia de funcionamiento de **27.12 MHz**
- Potencia máxima de 120 W
- Accionamiento de la emisión de la radiofrecuencia via pedal
- Pantalla táctil
- Tres aplicadores:
 - Monopolar** (aplicación profunda – 15 a 20 mm)
 - Bipolar** (aplicación superficial – hasta 4 mm)
 - Aplicador **Cooling** (criógeno) par enfriamiento superficial y preservación de la epidermis.
- Bivoltio



Bipolar
Capacitivo

Monopolar /Unipolar
Inductivo

Dispositivo criogénico
Cooling



¡Seguinos!



Biosistemas

Ana Monterroso de Lavalleja 2146

Tel.: 2 409 81 51

Fax.: 2 400 34 09

info@biosistemas.com.uy

www.biosistemas.com.uy