

Neurodyn Tens Fes N46

- Equipo portátil destinado a las terapias con corriente TENS y FES.
- Dos canales con mandos independientes de intensidad.
- Parámetros indicados en pantalla alfanumérica.
- Puede funcionar con una batería de 9 V (voltios), o conectada a energía.



Frecuencia: 0,5 Hz a 250 Hz.

Amplitud máxima: 100 mA (pico a pico).

Duración de pulso: 50 us a 500 us.

Rise: 1 a 9s. **On:** 1 a 30s. **Decay:** 1 a 9s. **Off:** 0 a 30s.

Canales de salida: 2.

Tiempo: 1 a 60 minutos.

Consumo máximo: 15 VA

Dimensiones (mm): 78 x148 x 50 (A x P x A).



Biosistemas

Ana Monterroso de Lavalleja 2146

Tel.: 2 409 81 51

Fax.: 2 400 34 09

info@biosistemas.com.uy

www.biosistemas.com.uy

